

## PORTÉE D'ACCRÉDITATION

**Alcan International Ltd. – Arvida Research and Dev**  
**ANALYSIS LABORATORY**  
**1955, boul. Mellon C.P. 1250**  
**Jonquière, QC**  
**G7S 4K8**

Laboratoire accrédité n° 58  
(Est conforme aux exigences de CAN-P-4D (ISO/CEI 17025))

PERSONNE-RESSOURCE : Mme Yolande Tremblay  
TÉL : (418) 699-6585 poste 2828  
TÉLÉC. : (418) 699-2919  
COURRIEL : Yolande.Tremblay@alcan.com

CLIENTÈLE : Les services d'étalonnage sont fournis à l'intérieur de  
l'entreprise Alcan CRDA

DOMAINE(S) DE SPÉCIALITÉ Étalonnage  
DE PROGRAMME :

ÉMIS CE : 2005-08-26

VALABLE JUSQU'AU : 2008-08-08

### **ÉTALONNAGE DE MATÉRIEL DE MESURE ET D'ESSAI**

#### **OTHER SCOPE(S)**

The laboratory has a separately issued Testing scope that can be viewed at  
<http://palcan.scc.ca/SpecsSearch/GLSearchForm.do> . Simply type in the laboratory name to access the scope.

Pour connaître la portée de mesurage du laboratoire d'étalonnage, veuillez consulter la page Web du Réseau canadien d'étalonnage du Conseil national de recherches du Canada. Ce laboratoire a été accrédité par le Conseil canadien des normes dans le cadre du programme du Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) et figure à :

[http://infoex.nrc-cnrc.gc.ca/inms/search\\_clas\\_e.html](http://infoex.nrc-cnrc.gc.ca/inms/search_clas_e.html)

**Référence :**

**CAN-P-4D (ISO/IEC 17025):** Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/CEI 17025-1999)

---

P. Paladino, ing., directeur de l'Évaluation de la conformité

Date: 2005-08-26

CCN 1003-15/97

CNRC/CLAS n° 489

Partenaire : NRC/CLAS