

Coq portugais

Le *Galo de Barcelos* (Coq de Barcelos) est un des contes importants de la culture portugaise. La légende raconte que le coq a pris vie miraculeusement pour sauver un prisonnier innocent de la pendaison. Le coq est devenu un des emblèmes les plus courants du Portugal.



Matériaux :

- Papier cartonné ou Bristol
- Œil globuleux en plastique
- Papier de bricolage
- Peinture – au goût
- Colle blanche
- Bâtonnets ou goujons

Instructions :

- Imprimez le modèle ci-joint.
- Découpez le modèle et tracez-le sur un papier cartonné ou carton Bristol noir. Le vert, le blanc ou le rouge existe aussi, mais le noir est le plus commun.
- Découpez diverses formes dans du papier de bricolage de couleur. Plusieurs images du *Galo de Barcelos* sont disponibles en ligne ou voyez l'exemple. Les formes en cœur et en fleur sont des motifs communs.
- Superposez les formes sur la silhouette de votre coq et collez-les en place.
- Des points peints ou des dessins et formes peuvent être ajoutés si vous le souhaitez.
- Collez un œil globuleux sur le coq tel que montré ci-dessus.
- Collez le bâtonnet à l'arrière du coq afin qu'il puisse être utilisé comme une marionnette ou planté dans un pot de fleur.

Astuce n° 1 : Les couleurs vives comme le rouge, le jaune, l'orangé ou le bleu clair ressortent mieux sur un fond noir.

Astuce n° 2 : Si vous utilisez de la peinture, utilisez des couleurs vives et lumineuses telles que le blanc, le jaune, le bleu ou le vert clair pour qu'elles se démarquent sur le noir.

Astuce n° 3 : Au lieu du bâtonnet, vous pouvez coller une bande aimantée ou encore une ventouse à l'arrière du coq.

Modèle

